

# TEST-T


## Kvapôčkový test na testovanie tvrdosti vody

Balenie obsahuje fľaštičku s roztokom (15 ml = približne 300 kvapiek), odmerku, striekačku, odmernú skúmavku.

### Návod na použitie

1. Pred prístupím k testovaniu opláchnite striekačku a odmerku pomocou testovacej vody. Tým sa zaistí presnejší výsledok merania.
2. Naberte 5 ml testovanej vody do pripojenej injekčnej striekačky.
3. Nalejte vodu do odmerky.
4. Opatrne kvapkajte roztok z fľaše do nádoby obsahujúcej testovanú vodu dovtedy, kým sa farba nezmení z červenej na zelenú.
5. Po pridaní každej kvapky odmerku jemne premiešajte. Zaistí sa tým presnejšie meranie.
6. Nezapodíajte počítať kvapky, pretože počet pridaných kvapiek zodpovedá celkovej tvrdosti vody vyjadrenej v nemeckých stupňoch.

**(UPOZORNENIE! Po pridaní prvej kvapky voda sčervená)**



### Skladovanie

Skladujte na chladnom a tmavom mieste mimo dosahu detí. Optimálna teplota skladovania je 5 – 10 °C. Roztok je veľmi trvanlivý. Môže sa skladovať dlhšie ako 2 roky od dátumu výroby. Prekročenie dátumu expirácie nespôsobuje významné zmeny v presnosti merania.

### Výpočet tvrdosti vody

Niekoľko je potrebné, že sa tvrdosť vody musí uvádzať v mg/l alebo ppm. Na výpočet týchto hodnôt by sa mal použiť nasledujúci vzorec:  $TW_{\text{ppm}} = dH \times 17,86$

### Stupnica tvrdosti vody

#### Ilość kropeł = °d

- < 5dH - veľmi mäkká
- 5 - 10dH - mäkká
- 10 - 15dH - stredne tvrdá
- 15 - 20dH - tvrdá
- > 20dH - veľmi tvrdá



#### Výrobca:

TEST1  
VVR International Sp. z o.o.  
ul. Limbowa 5  
Gdańsk, 80-175  
plvwr.com

TEST4  
WATERIGA, SIA  
Bruninieku 71-16  
Rīga, LV1009, Latvija  
PH +371 669 23455  
www.wateriga.com

TEST-T  
OMNI ANALYTICS POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Siewna 15  
94-250 Łódź

#### Distribútor:

USTM Sp. z o.o.  
ul. Piaskowa 124A,  
97-200 Tomaszów Maz.  
tel.: +48 44 711 11 19,  
e-mail: biuro@ustm.pl